



## **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 002**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2020**

### **PROCESSO Nº 04.001.133.20.17**

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa **SOS SUL RESGATE, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA**, CNPJ 03.928.511/0001-66 ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é aquisição de DESFIBRILADORES E CARDIOVERSORES, COM GARANTIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES.

### **ADMISSIBILIDADE**

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para 28/06/2021, tem-se que os pedidos de esclarecimentos apresentados pela interessada **SOS SUL RESGATE, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA** em 18/06//2021 são tempestivos, pelo que se passa à análise de suas alegações.

### **DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, a Pregoeira poderá solicitar às áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela equipe técnica da Gerência de Contratação de Serviços Gerais e de Engenharia - GCOSE da SMSA, passa a responder os pedidos de esclarecimentos formulados pelo interessado:



## **Questionamento Lotes 01 e 02**

### **Produto à ser Cotado HeartStart FRx- Philips**

#### **1º) Tópico 1.2,1.7,1.8 e 1.9 – Bateria Interna Recarregável:**

O DEA FRX faz 200 choques com carga máxima, ou 4 horas de monitorização e atende em sua totalidade as normas da American Heart Association. Essa configuração não influencia no atendimento da parada cardiorrespiratória cumprindo o que indica a AHA, e ainda evita o risco de esquecer-se de recarregar a mesma na troca de turno e a bateria pode não estar carregada no momento do atendimento. Com a bateria descartável e com uma grande autonomia de carga podemos garantir um atendimento rápido e seguro. Pontuamos também que o FRx possui bateria com autonomia para 200 choques, dispensando a necessidade de carga e recarga. Além da quantidade de choque já mencionado, sua bateria tem vida útil comprovada de até 4 anos. Este tempo de vida da bateria é igual ou até mesmo superiores quando comparado ao DEA's que necessitam de recargas frequentes, que como sabido, reduz a vida útil deste tipo de bateria. Assim, a configuração atende a necessidade do órgão?

#### **Resposta SMSA**

Não atenderá a necessidade do órgão e não serão aceitos equipamentos que não possuem bateria recarregável. Essa definição foi estabelecida de acordo com os atendimentos assistenciais, com o fluxo das manutenções e com as experiências anteriores.

#### **2º) Tópico 1.10 – Cabo de ECG para monitoramento paciente:**

O DEA FRX monitora o ECG do paciente constantemente com as pás de desfibrilação, evitando perder tempo com trocas de acessórios no momento do atendimento, deixando assim o procedimento mais rápido e seguro. Desta forma, a configuração atende a necessidade do órgão?



## **Resposta SMSA**

Não serão aceitos equipamentos que não realizam a monitorização por cabo de ECG. Essa definição foi estabelecida levando em consideração as características dos atendimentos assistenciais realizados e a serem realizados com esse equipamento.

### **3º) Tópico 1.6 – Tela LCD ou LED; Tópico 1.15 Comando de voz por texto; Tópico 1.20 Cronômetro.**

O FRx foi desenvolvido para auxiliar todo e qualquer socorrista/profissional de saúde, independente do nível de experiência. Possui comandos de Voz em Português e conta ainda com a Função Coach, permitindo extrair do socorrista o melhor atendimento à Vítima. de PCR. Por estes motivos, dispensa o uso de Telas LCD ou LED bem como Cronômetros pois todo o atendimento é gerenciado pelo seu Software instalado no Produto.

## **Resposta SMSA**

Não serão aceitos equipamentos sem visor. Salientamos que o display não é utilizado único e exclusivamente para exibição dos comandos. Essa definição foi estabelecida levando em consideração as características dos atendimentos assistenciais realizados.

### **4º) Lote 1 e 2, item 1.22 diz: “Armazenamento memória interna:100 eventos e 2 horas de gravação do ECG.”**

O HeartStart FRx irá armazenar toda e qualquer informação referente ao atendimento à vítima de PCR, destacamos informações referente ao estado do produto, sobre as decisões da análise de ritmo cardíaco, registro de ECG de até 15 minutos após a aplicação do eletrodos, bem como o tempo decorrido do evento. Estas informações podem ser facilmente acessadas via software Event Review (item opcional) ou então Pressionando o botão de informações “i” até que emita um bipe uma vez, será emitido um resumo em áudio com informações sobre o último uso do desfibrilador. O FRx irá informar o usuário sobre o número de choques administrados e o período de tempo que esteve ligado. Os dados do resumo estarão disponíveis em qualquer momento em que



o desfibrilador estiver pronto para o uso (com a bateria e eletrodos instalados e o desfibrilador desligado) ou enquanto realmente estiver em uso.

Assim, a configuração atende a necessidade do órgão?

### **Resposta SMSA**

Não serão aceitos equipamentos que não atendem a essa requisição mínima. Essa definição foi estabelecida levando em consideração as características dos atendimentos assistenciais realizados e as diversas ocasiões em que foram necessários acessos aos dados de equipamentos pelos profissionais assistenciais e pelos profissionais da engenharia clínica.

### **Questionamentos Lotes 03 e 04**

#### **Produto à ser cotado DFM100 Intermediário – Philips**

#### **5º) Tópico 2.8.2 - Bateria selada, interna, facilmente intercambiável,**

Foi solicitado no edital que a bateria seja facilmente intercambiável. O órgão entende que o uso de ferramentas específicas ou até mesmo uso de objetos pontiagudos para a troca da bateria é considerado uma ação fácil e prática?

#### **Resposta da SMSA:**

Esclarecemos que entendemos como "bateria facilmente intercambiável" aquelas que não necessitam de ferramentas específicas para a remoção ou que necessitam de desmontar o equipamento para que a substituição seja efetuada. As trocas das baterias de cardioversores somente é realizada pela engenharia clínica que possui as ferramentas comuns para os serviços de manutenção e que essas serão consideradas a dificuldade maior aceitável para essa situação (chave philips ou chave de fenda). O fato de que são solicitadas baterias "internas" significa que as baterias devem compor o equipamento no mesmo bloco, ou seja, ao transportar o equipamento, transportar-se-á também as baterias, elas não poderão ser blocos a parte do equipamento (não serão tipo "nobreaks" externos).



Por fim, a SMSA esclarece que, em parte pela supremacia da Administração Pública no processo, em parte em respeito ao princípio da economicidade, naquilo que concerne ao objeto da presente licitação, esta Administração se reserva o direito de especificar a aquisição de acordo com suas justas necessidades.

Belo Horizonte, 22 de junho de 2021

Gisele Ferreira de Souza – BM 109.697-2

Pregoeira

